

ARMI design AKTIIVITUOLI TUOTEKORTTI



Armi Design Aktiivituoli Design Tapio Anttila

Mitat ja tekniset tiedot

Paino	40 kg
Tuolin leveys	66 cm
Tuolin korkeus - riippuu jalkojen ja niskatuen säädöstä (tyypillisesti n. 110)	95-128 cm
Istuinkorkeus cm / hlön pituus cm	37-55 cm
Tuolin kokonaissyvyys	73 cm
Istuimen sisäsyvyys	43 cm
Istuimen sisäleveys	49 cm
Käsiöjan leveys	7 cm
Käsiöjan pituus	50 cm
Ristiselkää tukevan selkänöjan korkeus (tai 48 cm)	55 cm
Ristiselkää tukevan selkänöjan leveys	48 cm
Niskatuen korkeus	22 cm
Niskatuen leveys	48 cm
Niskatuen säätövara, tikuilla + tyynyillä lisää +	8 cm
Tuolilta nousijan minimipaino	15 cm
Tuolin viemä lattia-pinta-ala on 66 x 73 cm.	30 kg

Materiaalit

mekaniikka
runko
jalat
kädensijat
pehmuste
kiinnikkeet
Verhoilu asiakkaan valinnan mukaan.

terästä
vaneria
puu (tammi)
puu (tammiviilu)
vaahtomuovi
metalliruuveja



Hoivakoteihin kestävä verhoilu

Health Care Ancona Pintail –verhoilulla
Tiedot: katso <http://pintail.nl/en/product/ancona/>
Martindale >100.000, pestävä, vedenpitävä, palonkestävä, bakteeriresistanssi



Armi Aktiivituoli on nojatuoli, jonka erinomaisen istuinmukavuuden lisäksi, sen ainutlaatuinen mekaniikka ohjaa käyttäjän luonnolliseen ylösnousuasettoon ilman ulkoista voimaa. Tämä mahdollistaa jalkojen isojen lihasten tai käsivarsien hyödyntämisen tuolilta noustessa. Tuolilta nousu tuntuu tällöin myös kevyemmältä. Samalla niveliin sekä alaselkään kohdistuva kuormitus pienenee. Tämä voi tehdä tuolista nousun kivuttomaksi.

Armi Aktiivituolin vahva teräksinen mekaniikka tekee siitä kestävä. Tuolille istuminen ja nouseminen on turvallista. Armi Aktiivituolissa moottorina on käyttäjän omat, tuolin mekaniikan aktivoimat voimat.

Olemme valmistelemassa tutkimusta Armi Aktiivituolin vaikuttavuudesta omaishoitajan ja hoivahenkilöstön työssä.

”Elämeppä kotona tai hoivakodissa, meillä kaikilla on oikeus istua mukavasti ergonomisessa nojatuolissa, nauttia televisio-ohjelmista, lukea tai kutoa ja päästä omin voimin pois tuolista niin kauan kuin voimia vähänkin riittää. Voimme jumpata ja olla aktiivisia sekä riippumattomia arjen perustoiminnoissa.”

Armi auttaa käyttäjänsä toimimaan itsenäisesti tuolien samalla omanarvontuntua. Armi Aktiivituoli keventää omaishoitajan, kotipalvelun ja hoivahenkilöstön työtä.

Linoso, kestävä kangas koteihin



Yhteydet ja tiedustelut:

TamErgo Oy

Kalevan puistotie 11, 33500 Tampere

Puhelin: 050 366 1832

sähköposti: asiakaspalvelu@tamergo.fi

www.armi-aktiivituoli.fi



Miksi Armi Aktiivituoli on lääkinällinen laite ja apuväline? Armi auttaa nousemaan ylös ja kuntouttaa

- Armi kuntouttaa ja auttaa nousemaan ylös tuolista.
- Armi Aktiivituolin mekaniikka tekee siitä myös oivallisen harjoitusvälineen, jolla voit harjoittaa niin alaraajojen, käsivarsien, kuin keskivartalon lihaksia.
- Armi Aktiivituolin on ergonomisesti suunniteltu ja omaa erinomaista istumamukavuuden.
- Ylläpitää liikuntakykyä ja kehittää lihaskuntoa, tasapainoa ja kävelykykyä, sekä pienentää kaatumisriskiä. Fyysisellä aktiivisuudella voidaan vaikuttaa huomattavasti ikääntyneen toimintakykyyn, itsenäiseen selviytymiseen, sairauksien ehkäisyyn ja elämän laadun parantamiseen.
- Armi on lääkinällinen laite, CE-hyväksytty. Armi Aktiivituolista voi olla hyötyä, jos sairastat esim. seuraavia sairauksia: polvi-, lonkka- tai selkävaivat, nivelrikko, reuma, yleinen heikkokuntoisuus, diabetes, MS-tauti, Parkinsonin tauti (sairauden alkuvaiheessa), virtsankarkäämisongelmista kärsiville. Armi helpottaa oloa monissa erilaisissa leikkauksissa (ennen tai leikkauksen jälkeen).
- Armi on kestävä, turvallinen ja helppohoitoinen. Hoivakoteihin ja julkistiloihin tarkoitettujen Armi Aktiivituolien toimitetaan hoivakäyttöön tarkoitettulla kankaalla. Hoivakangas on kulutustkestävä, liika hylkivä, nesteitä läpäisemätön ja paloturvallinen. Samasta kankaasta Armiin saa tyylikkää, käytännöllisiä ja huomaamattomia suoja.
- Perinteiset korotetut seniorituolit eivät ohjaa luonnolliseen ylösnousuasettoon. Usein myös jalat jäävät istuessa ilmaan. Armi Aktiivituolilla istut jalkaterät tukevasti alustassa.
- Ulkoisella voimalla (sähköllä, paineilmalla) varustetut seniorituolit heikentävät toimintakykyä, koska omaa voimaa ei käytetä ylösnousussa, toisin kuin Armi Aktiivituoli, joka tekee ylösnoususta tehokkaampaa, helpompaa ja kivuttomampaa. Armilla Aktiivituoli lisää toimintakykyä toisin kuin ulkoisella voimalla toimivat tuolit.
- Armi Aktiivituoli helpottaa myös hoitohenkilöstön työtä. Armi keventää hoitajan työtä ja se myös vapauttaa hoitohenkilöstöä muihin tehtäviin. Armille on kehitetty valmiita kuntoutusohjelmia, joita voi hyödyntää kuntoutuksessa. Myös fysioterapeutti voi hyödyntää Armiä kuntouttaessaan asiakkaitaan.
- Joustavat maksuehdot, myös leasing tai vuokraus. Nopea ja helppo tapa toteuttaa hankinta. Kaluston uusiminen on kätevää. Ei sido pääomaa. Helpottaa rahoitussuunnittelua ja budjetoitua. Verotuksessa vähennyskelpoinen. ALV:n vähennysoikeus vuokratuista.
- Leasingrahoitusmahdollisuudet hoivayritykselle.
- Kuntarahoitushenkilöiden kunnille.
- **Tuoli on EU direktiivin 93/42/ETY (MDD) luokan I (CE) mukainen lääkinällinen laite ja sille on tehty SFS-EN ISO 14971 standardin mukainen riskikartoitus.**

Fysiatreille, fysioterapeuteille, kuntoutussuunnittelijoille, apuvälinevastaaville: ohessa Armi Aktiivituolin apuvälineluokituskoodit (18 09 09 tai 18 09 15)

Apuvälinenimikkeet ja koodit (ISO 9999)

Valvira: lääkinälliset laitteet - laiterekisteri

Kela KANSALLINEN KOODISTOPALVELU

Ohjeet Julkaisut Alkuun

Koodin kaikki tiedot

Paluu Edellinen Seuraava

Koodin tiedot

Luokituksen nimi: SFS/THL - Apuvälineluokitus

Version nimi: SFS/THL - Apuvälineluokitus 2011

Tunniste: 18 09 15

Lyhenne: Lepotuolit ja nojatuolit

Lyhyt nimi: Lepotuolit ja nojatuolit

Pitkä nimi: Lepotuolit ja nojatuolit

OID:

Määrittelmä: Mukavat tuolit yleiseen käyttöön. Kohtaan sisältyvät esim. lepotuolit, joissa on erityinen kohottautumista tai istuutumista avustava mekanismi.

Apuväline luokat: 3 Alaryhmä

Lehtisolmu: T

Valvira - Lääkinälliset laitteet Laiterekisteri Tulostettu: 5.9.2017

Listaus voimassaolevista rekisteröinneistä

TamErgo Oy		Rekisteröintejä: 1 kpl	
Valmistajan tunnus	Valmistajan täydellinen nimi		
2335937-4	TamErgo Oy		
Rekisteröintipäivämäärä:	2016-12-08	Rekisteröintinumero:	FI-CA01-2016-1731
		Previous registration number:	

Laitekategoria:	04 Electro-medical/mechanical devices
Tuoteluokitus:	Tuoteluokan I laite
Laitteen nimi:	seisontatuoli, mekaaninen
Nimikkeen GMDN-koodi:	NB tunnus:
Nimike englannin kielellä:	
Lyhyt kuvaus laitteesta kansallisella kielellä:	Mekaaninen tuoli, joka avustaa istuvan henkilön nousemista tuoilta käsinojen ja kallistuvan istuinosan avulla. Tuolin mekaniikka ohjaa ja avustaa istuvan henkilön nousemaan omatoimisesti tuoilta ylös mahdollisimman pienellä voimalla, kehon biomekaniikkaa hyväksi käyttäen. Tuolin mekaniikan avulla myös heikot ala- ja yläraajan lihakset omaava istuja voi harjoitella istumasta ylösnousua, minkä oletetaan parantavan seisomatasapainon hallintaa sekä henkilön omatoimista toimintakykyä.
Lyhyt kuvaus laitteesta englannin kielellä:	A mechanical device designed to assist and support a person with a disability (e.g., geriatric, injured, disabled) in a sitting posture and helps the person via its raising mechanism stand up from a sitting position.
	The raising mechanism of the device enables the person to exercise his/her muscles used during standing up - and hence it is expected to improve her/his balance control and independent initiative.
Kauppanimi:	Armi Aktiivituoli

Kela KANSALLINEN KOODISTOPALVELU

Ohjeet Julkaisut Alkuun

Koodin kaikki tiedot

Paluu Edellinen Seuraava

Koodin tiedot

Luokituksen nimi: SFS/THL - Apuvälineluokitus

Version nimi: SFS/THL - Apuvälineluokitus 2011

Tunniste: 18 09 09

Lyhenne: Lonkkatuolit

Lyhyt nimi: Lonkkatuolit

Pitkä nimi: Lonkkatuolit

OID:

Määrittelmä: Tuolit, joissa on yksi tai kaksi kallistuvaa osaa etuosassa. Kohtaan sisältyvät esim. reumatuolit ja lonkkatuolit, joissa on erityinen kohottautumista tai istuutumista avustava mekanismi.

Apuväline luokat: 3 Alaryhmä

Lehtisolmu: T